



ENVIKIT ĐO CHLORINE



ENVIKIT 10CI

10 -200 mg/L (1mg/l= 1 ppm)

Dùng cho công nghiệp thực phẩm và nước nuôi thủy hải sản

- Cảm ơn quý khách tin dùng sản phẩm của ENVIBIOCHEM Bình Lan. Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để đảm bảo kết quả chính xác.
- Thuốc thử chứa kiềm, acid đậm đặc. Nếu dây lên da, mắt thì phải lập tức rửa nhiều lần bằng nước sạch.



1. Lấy 1 ml mẫu nước cho vào lọ chuẩn độ. Thêm 1 ống nước uống đã lọc hay đã đun sôi để nguội.



2. Nhỏ 4 giọt Thuốc thử 1 và 4 giọt Thuốc thử 2. Lắc nhẹ. Nước chuyển sang màu vàng hay cam.



3. Nhỏ từng giọt Thuốc thử 3 và lắc cho đến khi nước có màu vàng nhạt.



4. Thêm 1 giọt Thuốc thử 4. Nước chuyển màu xanh. Nhỏ thuốc thử 3 tiếp đến khi mất màu thì dừng.

$$\text{Clo (mg/L)} = \text{Số giọt Thuốc thử 3 đã dùng} \times 10$$

Chú ý:

- ✓ Nếu hàm lượng chlorine dưới 40 mg/l thì cần tăng thể tích mẫu nước sao cho lượng Thuốc thử 3 cần dùng không dưới 4 giọt. Khi đó cũng tính như trên, sau đó chia kết quả tính được cho số ống nước đã lấy.
- ✓ Luôn giữ lọ nhỏ giọt thẳng đứng khi nhỏ giọt. Nhả tay sau mỗi 6 giọt.
- ✓ Rửa sạch mọi dụng cụ bằng nước sạch, để khô, cất vào hộp cho lần đo sau.

ENVIKIT Chlorine được sản xuất theo công nghệ của Mỹ, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao, dùng cho cả nước ngọt lẫn nước mặn. Đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư được đào tạo ở Nhật bản, Singapore, Mỹ và Châu Âu, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan đến chất lượng nước.

ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn đảm bảo cung cấp các mẫu thử nhanh chất lượng cao với giá cả hợp lý nhất và nhanh nhất.

NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM
ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn là bạn tin cậy của nhà nông

CÔNG TY SINH HÓA MÔI TRƯỜNG BÌNH LAN

Web: <http://www.binhlan.com>

Email: binhlanbiochem.gmail.com

Tài khoản: Ngân hàng ACB, Chi nhánh Hòa Hưng, Công ty Bình Lan, STK: 1246888.

Văn phòng 1: Phòng 5, Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa
TP. Hồ Chí Minh, Lý Thường Kiệt, P14, Q.10, TP. HCM

Văn phòng 2: 595/208A Cách mạng tháng 8, P. 15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08-39700106, **Đường dây nóng:** 0985714580

Tư vấn kỹ thuật, tham khảo giá và đặt hàng
Gọi điện đến số 08-39700106, Số nóng: 0985714580