



ENVIKIT ĐỘ CỨNG (GH)

ENVIKIT 03Hard
(1mg/L = 1 ppm)



- Cảm ơn quý khách tin dùng sản phẩm của ENVIBIOCHEM Bình Lan. Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để đảm bảo kết quả chính xác.
- Thuốc thử chứa kiềm. Nếu bị dây lên da, mắt thì phải lập tức rửa nhiều lần bằng nước sạch.



1. Cho đầy ống nước vào lọ thủy tinh.



2. Nhỏ 4 giọt Thuốc thử 1. Lắc đều, nhẹ.



3. Thêm 1-2 muỗng Thuốc thử 2. Lắc đều, nhẹ. Nước chuyển sang màu hồng tím.



4. Giữ lọ số 3 thẳng đứng. Nhỏ, đếm từng giọt thuốc thử và lắc cho đến khi mẫu nước chuyển sang màu tím rồi màu xanh dương nhạt.



5. Ngừng khi mẫu vừa chuyển sang màu xanh dương.

6. **Độ cứng GH = Số giọt × 10 mg/L**
7. Trường hợp số giọt dưới 5 thì thêm 1 ống nước và tiếp tục bước 4 và 5. Khi đó

Độ cứng GH = Số giọt × 5 mg/l

- Rửa sạch mọi dụng cụ bằng nước sạch, để khô, cất vào hộp cho lần đo sau.
- Luôn để các lọ đầy nắp và thẳng đứng.

ENVIKIT ĐỘ CỨNG được sản xuất theo theo tiêu chuẩn của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa kỳ, thân thiện với môi trường, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao ở khoảng nồng độ rất rộng mà chỉ một số kit cao cấp có được, dùng cho cả nước ngọt lẫn nước mặn.

Đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư được đào tạo ở Nhật bản, Singapore, Mỹ và Châu Âu, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan đến chất lượng nước.

ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn đảm bảo cung cấp các mẫu thử nhanh chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng với giá cả hợp lý nhất.

NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM
ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn là bạn tin cậy của nhà nông

CÔNG TY SINH HÓA MÔI TRƯỜNG BÌNH LAN

Web: <http://www.binhlan.com> **Email:** binhlanbiochem@gmail.com

Tài khoản: Ngân hàng ACB, Chi nhánh Hòa Hưng, Công ty Bình Lan, STK: 1246888.

Văn phòng 1: Phòng 5, Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa TP.
Hồ Chí Minh, Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM

Văn phòng 2: 595/208A Cách mạng tháng 8, P. 15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08-39700106, **Đường dây nóng:** 0985714580

Tư vấn kỹ thuật, tham khảo giá và đặt hàng
Gọi điện đến số 08-39700106, Số nóng: 0985714580

Độ cứng GH = Số giọt × 10 mg/L

8. Trường hợp số giọt dưới 5 thì thêm 1 ống nước và tiếp tục bước 4 và 5. Khi đó

Độ cứng GH = Số giọt × 5 mg/l

ENVIKIT ĐỘ CỨNG được sản xuất theo theo tiêu chuẩn của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa kỳ, thân thiện với môi trường, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao ở khoảng nồng độ rất rộng mà chỉ một số kit cao cấp có được, dùng cho cả nước ngọt lẫn nước mặn.

Đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư được đào tạo ở Nhật bản, Singapore, Mỹ và Châu Âu, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan đến chất lượng nước.

ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn đảm bảo cung cấp các mẫu thử nhanh chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng với giá cả hợp lý nhất.

NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM

ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn là bạn tin cậy của nhà nông

CÔNG TY SINH HÓA MÔI TRƯỜNG BÌNH LAN

Web: <http://www.binhlan.com> **Email:** binhlanbiochem@gmail.com

Tài khoản: Ngân hàng ACB, Chi nhánh Hòa Hưng, Công ty Bình Lan, STK: 1246888.

Văn phòng 1: Phòng 5, Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM

Văn phòng 2: 595/208A Cách mạng tháng 8, P. 15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08-39700106, **Đường dây nóng:** 0985714580

Tư vấn kỹ thuật, tham khảo giá và đặt hàng

Gọi điện đến số 08-39700106, Số nóng: 0985714580

